

تصور کنید.. آماده سازی
مرتب نمونه های سیتولوژی

Cyto-Tek® 2500
Cytocentrifuge



continuous innovation for pathology




Cyto-Tek® 2500

این محفظه قابل جدا شدن از دستگاه و جابجایی است که باز هم راحتی کاری را بیشتر می کند. در نتیجه تکنسین ها می توانند با فاصله از سانتریفیوژ زیر یک هود که تهویه هم دارد نمونه ها را بارگذاری کرده یا بردارند.
یک طراحی مدرن دارد و انتظارات بالایی Cyto-Tek 2500 که کاربران از دستگاه سانتریفیوژ دارند را برآورده می کند.

بازیابی سلول بهینه و محافظت عالی از ساختار سلولی در آماده سازی اسلایدهای یکنواخت non-gynecological را انجام می دهد.
Cyto-Tek 2500 با داشتن ویژگی های ارتقا یافته از جمله معرفی محفظه روتور با درب مخصوص که کاملا فضای روتور را بسته و مانع از قرار گرفتن در معرض هوا می شود- روی راحتی کاربر تمرکز کرده است.

ابعاد

375 x 490 x 225 mm	ارتفاع x عرض x طول
11.7 kg	وزن
	ویژگی ها
12	ظرفیت
200 ~ 2.500 by 10rpm increments	سرعت
30	حافظه برنامه ها
بله (Guard bowl)	اتو کلاو



محصولات:

4300	Cyto-Tek® 2500, 100-240V; 50/60 Hz	4333	Cyto-Tek® 1 mL Filter Paper; 200/pcs
4301	Chamber Kit 1mL; 50/pcs	4334	Cyto-Tek® 6/12 mL Chamber Cap; 25/pcs
4326	Cyto-Tek® 6/12 mL Base Holder; 12/pcs	4335	Cyto-Tek® 1 mL Chamber Cap; 200/pcs
4327	Cyto-Tek® 6 mL Gasket; 25/pcs	4336	Cyto-Tek® 1 mL Base Holder; 200/pcs
4328	Cyto-Tek® 12 mL Fluid Chamber; 12/pcs	4337	Cyto-Tek® 12 mL Gasket; 25/pcs
4329	Cyto-Tek® 1 mL Fluid Chamber; 200/pcs	4338	Cyto-Tek® 6 mL Filter Paper; 500/pcs
4331	Cyto-Tek® 6 mL Fluid Chamber; 12/pcs	4339	Cyto-Tek® 12 mL Filter Paper; 500/pcs



آرمان نوین شفا
Arman Novin Shafa

آدرس: تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان کاووسی فر - پلاک ۱۸ - ساختمان سپیدار - طبقه سوم - واحد ۱۱
کدپستی: ۱۵۷۷۶۵۵۷۳۷

فکس: ۸۸۵۲۸۳۵۸

تلفن: ۳۵ - ۸۸۵۲۸۳۵۷ - ۸۸۵۰۴۲۳۴

ایمیل: info@armanshafa.com

وب سایت: www.armanshafa.com



BR-EU Cyto-Tek 2500 2018 v1